



COUSSIN NOMADE

Fer à cheval

Avec Membrane Bio Céramique

Environnement médical

- ◆ **Coussin spécifique médical**
Libération des coccyx, ischions, petit bassin, sacro-iliaques, coxo-fémoraux et périnée pendant l'assise.
- ◆ **Membrane Bio Céramique**
Anti douleur
- ◆ **Coccygodynie**
Douleurs post-accouchement
Douleurs périnéales
Fractures du bassin
- ◆ **Revêtements** : Tissu maille souple noir sur l'assise, plates-bandes et sous-assise en expansé vinyle non feu M2.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Coussin NOMADE fer à cheval avec Membrane Bio Céramique

Coussin ergonomique de forme inclinée vers l'avant, réalisé par un complexe de mousses de différentes densités dont mousse viscoélastique à mémoire de forme avec découpes spécifiques internes. Évidement total de la partie arrière recouvert d'une fine mousse viscoélastique **permettant la libération complète des coccyx, zone anale, ischions, petit bassin, sacro-iliaques, coxo-fémoraux et périnée pendant l'assise.**

Avec **option membrane Bio Céramique** contenant des particules de bio céramique ou oxydes de terres rares qui émettent par nature de l'infrarouge lointain et **assurent une chaleur confortable** aux tissus environnants par dilatation des vaisseaux capillaires. La circulation sanguine et l'apport d'oxygène aux cellules sont **augmentés réduisant l'inflammation avec soulagement de la douleur** au niveau des terminaisons nerveuses.

Réf. MBC **Exclusivité Khol.**

Angles arrières biseautés permettant de bien placer le coussin sur le siège. Housse non déhoussable avec poignée. Tissu maille souple noir sur l'assise, plates-bandes et sous-assise en expansé vinyle non feu M2.

Dimensions : L 430 x P 430 x H 110/60 mm

Modèle mixte

Possibilité de coussin spécifique sur mesure.

Les coussins nomades KHOL ne sont pas conçus pour être posés sur une assise de siège de bureau. Découvrez notre gamme de fauteuils PERINEOS avec assises et empreintes libératoires spécifiques.

La qualité du coussin nomade KHOL avec ses mousses moulée haute densité et visco-élastique permettra d'utiliser votre coussin lors de vos activités quotidiennes et de vos déplacements occasionnels en véhicule.



Empreinte

